

Determinand Cleaning Liquid

Návod k použití

[**Název výrobku**] Determinand Cleaning Liquid

[**Základní UDI-DI**] 69422022W010106029901R0EG

[**Specifikace balení**] 150 ml/láhev, 500 ml/láhev, 4x500 ml/láhev

[**Určené použití**]

Používá se k čištění nebo vymývání determinantu v reakčním procesním systému během procesu detekce, slouží jako univerzální přístrojová platforma nebo metodické činidlo pro čištění analytu pro následnou detekci.

Nepoužívá se výhradně k čištění přístrojů, testovacích nástrojů a prostředí.

[**Princip testu**]

Chlornan sodný má velmi vysoký oxidační potenciál a dokáže rychle oxidovat a rozkládat molekuly oleje a velké organické sloučeniny, čímž ztrácí přilnavost a dosahují čistícího účinku.

[**Hlavní složky**] 2,5 % chlornan sodný, 0,9 % chlorid sodný

[**Podmínky skladování**] Skladujte při teplotě 2 °C-30 °C, chraňte před slunečním zářením a v uzavřeném obalu.

[**Doba použitelnosti**]

Doba použitelnosti je 12 měsíců. Po otevření může být činidlo stabilní po dobu 30 dnů, pokud je skladováno při teplotě 2°C-30°C.

[**Datum výroby a expirace**] Viz etiketa.

[**Použitelný pro přístroj**]

DIRUI: Analyzátor močového sedimentu, Hybridní analyzátor moči, Systém pro analýzu moči, Analyzátor vaginálních infekcí, Analyzátor moči.

[**Testovací metoda**]

Konkrétní testovací metoda by měla být uvedena v uživatelské příručce příslušného přístroje.

[**Výkonnostní ukazatele výrobku**]

1. Vzhled: měla by to být čirá kapalina bez usazenin, částic nebo vloček.

2. Objem náplně: ne menší než jmenovitá hodnota.

3. Hodnota pH: při (25±1)°C je hodnota pH 12,00±1,00.

4. Rozdíl mezi šaržemi: měl by odpovídat $\Delta \text{pH} \leq 2,00$.

[**Upozornění a opatření**]

1. Výrobek je určen pouze pro diagnostiku in vitro a profesionální použití.

2. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a příslušné pokyny k obsluze a dbejte na opatření osobní hygieny. Používejte v době použitelnosti.

3. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při náhodném kontaktu s pokožkou omyjte místo kontaktu vodou. Pokud se náhodně dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití činidla okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4. Při skladování činidla se vyhýbejte prostředí s vysokou a nízkou teplotou a přímému slunečnímu záření.

5. Tento výrobek obsahuje chlornan sodný, který může způsobit neúčinnost čistící kapaliny, pokud je láhev ponechána otevřená.

6. Vzorky a odpadní tekutina mají bioinfekční potenciál. Provozovatelé by měli dodržovat předpisy o bezpečnosti provozu laboratoře a likvidovat je podle místních předpisů pro zdravotnický odpad, infekční odpad, průmyslový odpad atd.

Bezpečnostní opatření:

Piktogramy nebezpečnosti:



Signální slovo: Varování

Výstražné věty:

H315: Způsobuje podráždění kůže.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264: Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

P302 + P352: Pokud na kůži: Omyjte velkým množstvím vody.

P305 + P351 + P338: Pokud v očích: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.

P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

P337 + P313: Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím jej vyperte.

P391: Rozlité látky posbírejte.

P501: Zneškodněte obsah/kontejner v souladu s místními předpisy.

Informace o bezpečnostní technické příručce získáte od místního dodavatele nebo zástupce zákaznického servisu.

[**Odkazy**]

Li Jingfen. The effect of additives on the stability of sodium hypochlorite and peracetic acid [Vliv přísad na stabilitu chlornanu sodného a kyseliny peroctové], Heilongjiang Medical Science, Volume 8, Issue 1, 2001.

[**Vysvětlení symbolů**]

	Konzultujte návod k použití		Teplotní limit		Použijte do		Výrobce
	Autorizovaný zástupce v Evroském společenství		Krajina výrobce		Uchovávejte mimo slunečního záření		Katalogové číslo
	Tímto směrem vzhůru		In vitro diagnostic zdravotnický prostředek		Kód šarže		
	Evropské nařízení pro in vitro diagnostické zdravotnické prostředky(EU)2017/746(IVDR)						

[Datum schválení a změny návodu] 2025-06



DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

http://www.dirui.com.cn



SUNGO Europe B.V. Fascinatio Boulevard 522,
Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands