

Biochemický analyzátor



- Moderní automatický biochemický a imunochemický analyzátor
- Metoda (laser/LED) Kolorimetrie turbidimetrie ELISA
- 8" TFT dotykový displej, integrovaná tiskárna
- Paměť na 50.000 měření s možností přenosu do PC
- Umožňuje měřit až 3 vzorky současně!
- Doba měření
Chemistry: 12-15 min
Imuno: 6-25 min
- V490 x Š230 x H358 mm




Nabízené PANELE:

Obj. číslo	Název reagentie	stožení
900120	Diagnostics Panel	AST, ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, ALB, TBIL, AMY, PHOS, Ca, CHOL, GLOB
900300	Diabetes	GLU, TP, ALB, FRU, GLOB, A/G
900310	Electrolyte Panel	NA, K, Cl, CO2
900320	Diagnostics II Panel	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, ALB, TBIL, AMY, PHOS, Ca, GGT, CHOL, LIPA, GLOB
900330	Critical Care Panel	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, ALB, Ca, Na, K, Cl, CPK, CO2, LAC, GLOB
900212	AST+CPK	AST+CPK
900218	LIPA+AMY	LIPA+AMY
900219	NH3	NH3
900223	UPC kit (UPRO+UCRE)	UPC kit (UPRO+UCRE)
900224	BA+CHOL	BA+CHOL
900228	BA	BA
901100	cCRP	cCRP
901110	SAA	SAA
901120	PHBR	Phenobarbital
901130	cTSH	canine TSH
901140	cPROG	canine Progesterone
901150	cCOR	Cortisol
901160	TT4	T4
901180	cPL	canine P.Lipase
901190	fPL	feline P.Lipase
901290	SDMA	SDMA



Reagent Disc




SA Cartridge



Cartridge-E



Cartridge-T



MEDISTA



sarka.vlkova@medista.cz
777 932 106

jan.prokop@medista.cz
724 788 937

www.medista.cz