


Hematologické analyzátory URIT



	BH-7000Vet	SMART-V5	BH-70Vet
MĚŘENÁ ZVÍŘATA	pes, kočka, kráva, kůň, pokan, myš, prase, býk, králík, opice, ovce, skot, velbloud		
	lama, panda, tygr, křeček, fretka, liška + 10 volitelných pozic		+ 3 volitelné pozice
MĚŘENÉ PARAMETRY	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT		
diferenciál leukocytů	LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BASO%, IMG% LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BASO#	LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BASO%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BASO#	LYM%, MON%, GRAN%, LYM#, MON#, GRAN#, EO#
výzkumné parametry	LCC, NRBC, ALY, LIC	LCC, NRBC, ALY, LIC, IRF	-----
retikulocyty	RET, IRF, HFR, LFR, MFR, IPF, RET-HE	RET, IRF	-----
tělní tekutiny	WBC-BF, RBC-BF, TC-BF, MN, PMN EOS-BF, NEU-BF, HF-BF, RBC-BF*, LY-BF, MO-BF	-----	-----
RETIKULOCITY	ANO / pro všechna zvířata	ANO / psy a kočky	neměří
DIFERENCIÁL LEUKOCYTŮ	LASER + fluorescenční barvení	LASER	IMPEDANČNĚ
MNOŽSTVÍ MĚŘENÉ PLNÉ KRVE	CD: 28 µL / CDR: 34 µL	20µL	10 µL
DOBA NÁBĚHU PO ZAPNUTÍ	5 min	4 min	2 min
DOBA MĚŘENÍ	1 min / 1 min 30 sec	1 min 20 sec	1 min 50 sec
POČET VZORKŮ V DATABÁZI	200.000	200.000	100.000
LCD DOTYK.OBRAZOVKA	ano 12''	ano 10,4''	ano 10,4''
INTERNÍ TERMOTISKÁRNA	NE	ANO	ANO
PŘIPOJENÍ DO PC	RS232 / LAN / WiFi	RS232 / LAN / WiFi	RS232 / LAN / WiFi
ROZMĚRY	V 460 mm x Š 330 mm x H 530 mm	V 459 mm x Š 332 mm x H 490mm	V 460 mm x Š 331 mm x H 485 mm
HMOTNOST	28 kg	26 kg	20 kg